



Ассортимент продукции

Наука. Результат. Доверие

SYNERON CANDELA®

ИННОВАЦИИ. ДЛЯ ВАС ОТ SYNERON-CANDELA.

В течение десятилетий имя Syneron-Candela олицетворяло собой надежность для дерматологов, пластических хирургов и специалистов в сфере эстетической медицины по всему миру. Нами разработаны системы, которые служат и приносят прибыль для организации, являются надежными помощниками, предлагающими использование проверенных технологий, используемых для широкого спектра процедур.

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.

Syneron-Candela нацелена на развитие технологий, которые показывают еще более впечатляющие результаты. Мы впервые применили импульсные лазеры на красителях для безопасных и эффективных процедур. Под руководством нашего основателя, Шимона Экхаузом, мы разработали запатентованную технологию elos® (электро-оптическая

синергия), объединяющую биполярную радиочастоту со световой энергией для безопасного, более комфортного лечения, которое приводит к невероятным положительным результатам.



2000: SYNERON

Разработка технологии elos во главе с Шимоном Экхаузом, создателем технологии импульсов высокой интенсивности (IPL)

1970: CANDELA

Разработка первого лазера, действие которого основано на теории селективного фототермолиза

1985

Candela начинает тестирование первого импульсного лазера на красителе, который на сегодняшний день является золотым стандартом отрасли в отношении безопасности и эффективности

1993

На рынке появляется первая наносекундная технология с модуляцией добротности для удаления татуировок и нарушений пигментации

1998

Александритовый лазер от Candela одобрен FDA для удаления волос. На сегодняшний день, это наиболее широко используемая система для удаления волос во всем мире

2002

Candela выпустила диодный лазер Smoothbeam с длиной волны 1450 нм предназначенный для лечения угрей, постугревых рубцов и морщин в периорбитальной области

 893

патента выдано и
находится на
рассмотрении

 29%

доля
мирового
рынка¹



Выбор **30,000** врачей по всему миру



700

научных статей

 100

клинических
исследований
в работе



«Мы стремимся к лидерству в своей отрасли

путем концентрации внимания на непрерывной разработке инновационных технологий, которые помогают изменить жизнь в лучшую сторону».

Шимон Экхауз

2004

Первое появление Syneron на рынке ценных бумаг. Первая система, включающая в себя РЧ и ИК-излучение для временного улучшения проявлений целлюлита

2007

Syneron выпускает первый аппарат для лечения целлюлита, основанный на энергии света

2008

Syneron выпускает первый аппарат с РЧ-технологией для применения в эстетической медицине

2009

Syneron начинает сотрудничество с компанией Procter & Gamble

2010

Syneron приобретает Candela

2012

Syneron приобретает UltraShape и представляет первый аппарат на использовании импульсных ультразвуковых волн для сокращения жировых отложений

2014 – 2016

Syneron-Candela представляет пикосекундный лазер PicoWay с использованием фракционных технологий и тремя длинами волн

Ассортимент продукции Syneron-Candela

Решения для эстетической медицины лица и тела



PicoWay® - совершенная пикосекундная платформа

3 длины волны – 532 нм, 785 нм и 1064 нм в одной лазерной системе для коррекции широкого спектра нарушений пигментации и удаления татуировок всех цветов и типов, в том числе и трудно поддающихся удалению.

НОВИНКА Resolve™ с **двойной длиной волны** и **пикосекундным фракционным модулем** для обработки нарушений пигментации, неровности кожи и признаков старения.

Высокая максимальная мощность – эффективное использование энергии в виде формирования пятен с самым широким диапазоном размеров.

Самые короткие пикосекундные импульсы – пикосекундные импульсы на 40% короче. Это означает, что используется эффективная, еще более низкая энергия для снижения риска возникновения побочных эффектов.



Gentle Pro Series™ - Комбинированная рабочая станция для эстетических процедур

Быстрый и мощный, с двойной длиной волны, многофункциональная лазерная платформа обеспечивает эффективные и безопасные процедуры.

Удаление нежелательных волос на лице и теле, коррекция нарушений пигментации, сосудистых образований. Эффективен для всех типов кожи и является золотым стандартом лазерной эпиляции.

Выбор системы охлаждения: охлажденный воздух или система DCD™, основанная на криогене, для соответствующей защиты эпидермиса.

Доступны как экономически эффективные, обновляемые системы с одной длиной волны 1064 нм и 755 нм.

Пятна с размерами 20, 22 и 24 мм самые крупные из представленных на рынке, позволяют сократить время обработки и повысить уровень комфорта для пациента.



CO2RE® - новое поколение многофункционального CO2 лазера

Предлагает **проверенные решения** для омоложения кожи, избавления от морщин и рубцов, пигментации, неровности кожи, а теперь также и вагинального омоложения, и других гинекологических процедур.

Мощный CO2 лазер в компактном аппарате – 6 режимов работы для оптимального воздействия на ткани.

Уникальный режим Fusion позволяет осуществлять обработку как поверхностных, так и глубоких слоев кожи одновременно.

Наличие встроенных лазерных сканирующих датчиков означает, что высококачественные насадки для лазера CO2RE обладают эргономичным дизайном и невероятно маленьким весом.



Partner 360 является частью взятых Syneron-Candela обязательств для предоставления легкого доступа к маркетинговым инструментам, которые необходимы для развития вашей практики. Этот удобный в использовании клиентский портал и интернет-магазин позволяют вам быстро загружать клиентоориентированные маркетинговые материалы и широкий спектр маркетинговых ресурсов 24 часа в сутки, без выходных.



elos Plus® - комплексная, многофункциональная платформа для самых востребованных эстетических процедур

Незаменимая платформа с разными вариантами применения, с 15 различными аппликаторами для большинства востребованных процедур.

elos Plus использует технологию elos®(сочетание оптической энергии с биполярной радиочастотой), обеспечивающую безопасное и эффективное проведение процедур для всех типов кожи.

НОВИНКА triniti Plus - 3 процедуры во время 1 сеанса - коррекция цвета, контуринг лица, разглаживание морщин и улучшение текстуры кожи.

НОВИНКА Motif Vantage, импульсный диод для выполнения эпиляции, для быстрой обработки используется максимальный размер пятна.

Интеллектуальная система обратной связи (IFS) обеспечивает точную доставку РЧ-энергии независимо от изменений сопротивления кожи для получения стабильных результатов и дополнительной безопасности.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простыми в использовании режимами работы.



UltraShape Power - коррекция фигуры за счет разрушения жировых клеток

Новый аппарат UltraShape Power обладает **20%** повышением акустической энергии и приводит к **сокращению жировых отложений на 32%**.

UltraShape специализируется на ультразвуковой технологии, эффективность и безопасность которой подтверждена в научных статьях и в результате более **400 000 процедур**, выполненных во всем мире.

Область действия

За 1 час обрабатывает на 50% большую область тела, по сравнению с конкурентами.

Индивидуальная настройка

Адаптация к контурам тела пациентов.

Стоимость

Более высокая рентабельность по сравнению с другими устройствами для неинвазивного уменьшения жировых отложений.

Комплексная терапия

UltraShape VelaShape для разрушения жировых отложений, подтягивания контуров и уменьшения проявлений целлюлита.

Комфорт

Механическое, а не термическое воздействие, для полного ощущения комфорта без кровоподтеков, отеков или потери времени на реабилитацию.



VelaShape III - аппарат для безоперационного лечения «проблемных зон» тела

Сейчас лучше, чем когда-либо.
Самое эффективное решение для коррекции фигуры.

Усовершенствование результатов для **коррекции фигуры, уменьшения окружностей, проявлений целлюлита и подтяжки кожи**.

Превосходные результаты уже через **1-3 сеанса**.

Эффективная комплементарная терапия - усиливает эффективность других процедур по разрушению жировых отложений, таких как UltraShape и липосакция.

На сегодняшний день, **VelaShape III** предлагает **легкий режим управления и расширенные возможности** для специалистов.

При ежегодном проведении более **1 миллиона процедур с VelaShape**, систему VelaShape III можно считать проверенной временем и способной приводить к достижению значительных результатов.

Полный ассортимент инновационных технологий для эстетической медицины



Vbeam® - Лучший медицинский лазер для удаления сосудов на жидком красителе

Золотой стандарт в лечении сосудистых поражений.

Имеет наибольшее количество опубликованных исследований, чем какой-либо другой лазер, применяемый в эстетической медицине.

Одобрено применение для всех возрастных групп - подростки, дети и взрослые.

Обладает подтвержденной клинической эффективностью и безопасностью – превосходное дополнение для любого применения в сфере эстетической медицины.

Широкий спектр применения в эстетической медицине: сосудистые поражения; пигментные поражения; омоложение кожи; морщины; акне; шрамы и растяжки; псориаз; бородавки; пойкилодермия и др.



Alex TriVantage® - коррекция нарушений пигментации и удаление татуировок

Золотой стандарт коррекции доброкачественных дермальных и эпидермальных нарушений пигментации.

Уникальный запатентованный лазер, предлагает возможность обработки длинами волн 755 нм, 532 нм и 1064 нм.

Удаление широкого спектра татуировок – ни одна платформа не обеспечивает удаление татуировок с таким разнообразием цветов, а также коррекцию нарушений пигментации на разной глубине в ткани.

Прекрасное дополнение для любого специалиста, практикующего в сфере эстетической медицины.



Profound® – 1-й аппарат для формирования всех трех основных элементов кожи

Образование эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты в глубоких слоях.

Создает объем в коже, естественным способом.

100% улучшение¹ способствует общей удовлетворенности пациента.

Коррекция линии подбородка, щек, разглаживание морщин и устранение других особенностей текстуры.

НОВИНКА SubQ Module для воздействия на жировую ткань.

Предсказуемые результаты с полным контролем в режиме реального времени глубины, температуры и времени воздействия.

С использованием нашей продукции ежегодно проводится более 10 миллионов процедур

¹Основано на результатах клинических исследований, измерение положительных изменений на основе шкалы морщин по Фитцпатрику на 3 месяце по сравнению с исходной точкой на основании независимой оценки фотографий.



Partner 360° является частью взятых Syneron-Candela обязательств для предоставления легкого доступа к маркетинговым инструментам, которые необходимы для развития вашей практики. Этот удобный в использовании клиентский портал и интернет-магазин позволяют вам быстро загружать клиентоориентированные маркетинговые материалы и широкий спектр маркетинговых ресурсов 24 часа в сутки, без выходных.



eTwo® - полное омоложение кожи лица

Оригинальная фракционная РЧ-платформа; характеризуется небольшим весом, компактная, оснащена столешницей для 2 аппликаторов.

Впечатляющее применение технологии elos для повторного моделирования глубоких слоев кожи за счет стимуляции образования нового коллагена.

Субъективное увеличение количества коллагена за счет фракционного применения энергии тепла; эффективно для верхних слоев кожи с минимальным воздействием на эпидермис.

Быстрый способ обработки - обычно от 20 до 40 минут, в зависимости от обрабатываемой области.



eLase® - быстрое, безболезненное, эффективное удаление волос

Платформа на основе импульсного лазерного диода – предоставляет возможность безопасной и эффективной обработки для различных типов кожи и волос.

Motif LHR® для удаления волос включает в себя режим работы Motif с высокой частотой и низким значением энергии для быстрой и практически безболезненной процедуры удаления.

Motif IR® – безопасный, более эффективный способ коррекции поверхности текстуры кожи и размера пор для полного омоложения лица не требующий времени на реабилитацию.



eLight™ — безопасная и эффективная elos-платформа, основанная на энергии света

eLight™ является доступным и универсальным решением для эстетических процедур на лице.

Возможность обновлений и адаптации к индивидуальным потребностям – пять аппликаторов позволяют расширить предложения по проведению эстетических процедур.

Удовлетворяет спросу пациентов - быстрая и интуитивная коррекция цвета лица и сокращение морщин.

elure™ – Усовершенствованная технология осветления кожи



- Кожа становится светлее и приобретает гладкость всего за один месяц
- Содержит Melanozyme™ – ферментный препарат естественного происхождения
- Уникальная запатентованная формула
- Быстрое, безопасное и мягкое действие
- Не содержит гидрохинон
- Подтверждено клиническими испытаниями

Системы и их применение

	ПРИМЕНЕНИЕ	PicoWay Совершенная пикосекундная платформа	AlexTriVantage/ Alexandrite/ Nd:YAG с модуляцией добротности	CO ₂ RE Совершенное решение для CO ₂	Технология elos eLase Diode	eLight Технология elos, основанная на энергии света
Коррекция фигуры	Разрушение жировых клеток					
	Неинвазивная коррекция фигуры					
	Лечение целлюлита					
Клиническая дерматология	Капиллярные гемангиомы		●		●	
	Гематома ²					
	Гемагиомы					
	Незначительные кожные дефекты				●	
	Бородавки				●	
	Посттравматические шрамы ³				●	
	Постугревые рубцы				●	
	Хирургические шрамы/ Стрии				●	
	Розацеа					
Удаление волос	Перманентное удаление волос				●	●
	Псевдофолликулит зоны роста бороды					
Нарушения пигментации	Коричневые пятна	●	●			●
	Невус Ота/Ито	●				
	Удаление татуировок	●	●			
	Трудно поддающиеся удалению татуировкам	●				
	Коррекция цвета (Пигментация /сосудистые нарушения)	●	●	●		●
Омоложение кожи	Обработка жировой ткани					
	Образование эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты					
	Сокращение морщин			●	●	●
	Юношеские угри					
	Sublative Rejuvenation™ (Сублятивное омоложение)					
	triniti Plus (Полное омоложение лица)					
	Лазерный пилинг			●		
	Фракционное аблятивное очищение кожи			●		
	0.2164 in (дюйма)			●		
Сосудистые поражения	Сосудистые сеточки на лице					
	Вены ног					

(1) ALEXLAZR с длиной волны 755 нм представлен на отдельных рынках

(2) Путем селективной обработки поврежденных кровеносных сосудов

(3) Посредством очищения кожи

(4) Омоложение кожи путем сокращения диффузных покраснений и пигментации

(5) Представлен в виде устройства с двумя длинами волн 1064 нм и 755 нм или модернизируемых устройств с длиной волны 1064 нм и 755 нм


(6) Обработка посредством биполярной фракционной радиочастоты индуцирует неоэластогенез и неоколлагенез. Ханташ, Бейзил с соавт.

Применение лазеров в хирургии и медицине, 2009 г.

The scatter plot illustrates the distribution of laser energy (mJ) required for different aesthetic treatments. The y-axis represents laser energy in millijoules (mJ), ranging from 0 to 100. The x-axis lists various treatments: elure, elos Plus, eTwo Sublime & Sublative RF, Profound, GentlePro⁵ Series Nd:YAG/Alexandrite, Vbeam, VelaShape III, and UltraShape. Each treatment has multiple data points represented by purple dots.

Treatment	Approximate Energy Range (mJ)
elure	10 - 15
elos Plus	10 - 15
eTwo Sublime & Sublative RF	10 - 15
Profound	10 - 15
GentlePro ⁵ Series Nd:YAG/Alexandrite	10 - 15
Vbeam	10 - 15
VelaShape III	10 - 15
UltraShape	10 - 15

НАИБОЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРЕНД В ДАННОЙ ОТРАСЛИ



В недавно проведенном исследовании рынка в отношении восприятия марки посредством исследовательской панели Харриса среди дерматологов США, Syneron-Candela был присвоен первый номер среди наиболее рекомендуемых брендов для эстетической медицины и хирургии.

 SYNERON CANDELA®

 Другие производители

#1

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ДЕРМАТОЛОГАМИ США
БРЕНД

«Технология elos **в моей практике имеет феноменальное значение**. Она сочетает в себе виды энергии таким образом, что мы можем обеспечить **эффективные методы лечения** наиболее безопасным способом с максимальным уровнем комфорта и отсутствием потерь времени на реабилитацию».

«Я приобрел несколько устройств (Syneron) Candela... и я всегда нахожу подтверждение их **надежности в работе и отличной технической поддержки**».

«Syneron Candela предлагает широкий выбор **отличной продукции, хорошее обслуживание** и является давним помощником дерматологии».

«Многолетний опыт работы с (Syneron) Candela длиною в жизнь».

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДОСТОЕННЫЕ НАГРАД ТЕХНОЛОГИИ



Мягкое удаление волос

Наилучшее удаление волос при помощи лазера: Women's Health



UltraShape Power

Победитель Beauty Choice Award: New Beauty



PicoWay

Лучший пикосекундный лазер: премия в области эстетической медицины



Profound

4 актуальнейших проекта в 2015 г.: практика в области пластической хирургии



БОЛЕЕ 33 МИЛЛИАРДОВ УПОМИНАНИЙ В СМИ

Крупные достижения неизбежно привлекают внимание, поэтому системы Syneron-Candela были упомянуты в очень известных изданиях. Ваши пациенты видят возможности выполнения широкого спектра косметологических процедур на оборудовании компании Syneron-Candela в своих любимых журналах, на телевидении или в сети Интернет.



“

«Провисание, дряблая кожа, гусиные лапки за одну процедуру... [Profound] достигает оптимальной температуры для образования нового коллагена и эластина при отсутствии риска возникновения ожогов».

—Vogue, Сентябрь 2015 г., с. 829



“

«Хотите удалить татуировку? Вы сделаете это менее болезненно с лазером PicoWay».

—Women's Health, Октябрь 2015 г., с. 50



“

«Как вы отреагируете, если я скажу, что вы можете стать стройнее... без походов в тренажерный зал? UltraShape может помочь в этом!»

—Good Morning America, 5 января, 2016 г.



Наука. Результат. Доверие.

1

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ДЕРМАТОЛОГАМИ США
БРЕНД

НАИБОЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРЕНД №1

Syneron-Candela – это тот бренд, который врачи с наибольшей вероятностью порекомендуют коллегам.¹ Это происходит потому, что системы Syneron-Candela основаны на качестве и надежности. Попутно, Syneron-Candela занимает лидирующие позиции по разработке инновационных технологий, которые дают практикующим специалистам возможность предоставления востребованных процедур для постоянно увеличивающегося количества пациентов. И благодаря этому, имя Syneron-Candela стало синонимом высокого качества в сфере клинической подготовки и технической поддержки. Syneron-Candela является лидирующей компанией в сфере оборудования для эстетической медицины с широким ассортиментом продукции и глобальным присутствием на рынке.

Технологии компании предоставляют врачам возможность предлагать передовые решения для широкого спектра услуг в сфере эстетической медицины, включая коррекцию фигуры, удаление волос, сокращение морщин, удаление татуировок, улучшение внешнего вида кожи благодаря лечению поверхностных доброточных сосудистых образований и нарушений пигментации, а также лечение акне, патологии сосудов ног и целлюлита.

Компания реализует свою продукцию под тремя различными брендами: Syneron, Candela и CoolTouch и обладает широким ассортиментом надежной продукции, включая UltraShape, VelaShape, GentleLase, VBeam Perfecta, PicoWay, CO2RE, CO2RE Intima*, Profound и elo^s Plus.

Основанная в 1970 году, компания осуществляет продажу, обслуживание и техническую поддержку своей продукции в 86 странах. Ее офисы находятся в Северной Америке, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании, Австралии, Китае, Японии, Гонконге, а дистрибуторы расположены по всему миру.

SYNERON CANDELA®

www.syneron-candela.com

¹Собственное исследование Syneron Candela, проведенное Wizer посредством онлайн-панели Nielsen среди дерматологов, пластических хирургов и врачей, 2015

* CO2RE Intima является компонентом CO2RE Данная продукция одобрена CE.

©2016. Все права защищены. Данный маркетинговый материал может содержать названия зарегистрированных товарных знаков, торговых наименований и брендов в определенной подведомственной области группой компаний Syneron Candela. PB91293EN